

Användarmanual VårdID-appen
Tuong Huynh
9 oktober, 2019 (senast uppdaterad)

ANVÄNDARMANUAL

VårdID-appen

Svensk e-identitet har tagit fram en mobil-applikation för inloggningar till system inom vården. Med mobilapplikationen kan man på ett enkelt och säkert sätt överföra en identitet från SITHS-kortet till VårdID-appen.

Komma igång med VårdID-appen

Följ stegen nedan för att installera och konfigurera VårdID-appen. När du är klar är ditt VårdID klart att användas.

För produktion (med produktions SITHS-kort):


Android: <https://beta.appcorn.se/download/4hade/1.0.3-b1/1>

IOS: <https://beta.appcorn.se/download/iauon/1.2.1-b2/20>

För test (med test SITHS-kort):

- iOS: <https://beta.appcorn.se/download/ibhou/1.2.1-b2/20>

- Android: <https://beta.appcorn.se/download/iqzhi/1.0.3-b1/1>



Välj PIN-kod genom att trycka på "INSTÄLLNINGAR".



42% 08:59

Start

INSTÄLLNINGAR



VårdID

Du har inga profiler

Du måste lägga till en genom
att trycka på Inställningar.

Välj PIN-kod samt bekräfta.




🕒 📶 42% 🔋 08:59



Ange PIN-kod

Var god välj en PIN-kod på minst 6 siffror

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	ENTER



🕒 📶 📶 42% 🔋 09:00




Ange PIN-kod

Bekräfta PIN-kod



1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	ENTER


Lägg till ny profil genom att trycka på ”+”.




Inga profiler skapade
Lägg till en profil genom att klicka
på "+" knappen i det nedre högra hörnet



Tryck på raden "VårdID via SITHS".



Tryck på "Nästa".



VårdID via SITHS

Steg 1 Steg 2 Steg 3


Logga in Aktivera Klart

Koppla SITHS till VårdID

Du kommer nu att koppla SITHS till VårdID.
Logga in på PC eller Mac genom att klicka på
Nästa.

[Nästa >](#)

VårdID-appen genererar nu en aktiveringskod.



VårdID via SITHS

Steg 1 Steg 2 Steg 3

Logga in på dator Aktivera Klart

Koppla SITHS till VårdID

Du kommer nu att koppla SITHS till VårdID.

- Surfa till https://www.vardid.se/aktivera_test på din dator
- Logga in med ditt SITHS-kort
- Skriv sedan in Aktiveringskoden: **OFQ5C6** och tryck nästa.

Nästa >

Öppna webbläsaren på datorn och gå till <https://www.vardid.se/aktivera> för produktion eller https://www.vardid.se/aktivera_test för test SITHS-kort. Ha kortet i kortläsaren innan du startar din webbläsare.

Tryck på knappen "Nästa".

VårdID via SITHS



Steg 1 Steg 2 Steg 3


Logga in Aktivera Klart

Koppla SITHS till VårdID

Du kommer nu att koppla SITHS till VårdID.
Gå vidare genom att klicka på nästa.

Nästa >

Välj vilken identitet du vill använda och tryck "OK".



Ange lösenordet.

 Ange pinkod - Net iD



Öppna

Åtgärden kräver att du öppnar din e-legitimation.



Ange pinkod för SITHS-kort (Legitimering):


Öppna

Avbryt

Hjälp

Fyll i aktiveringskoden från VårdID-appen i rutan under Aktiveringskod och tryck ”Aktivera”.

VårdID via SITHS



Steg 1 Steg 2 Steg 3

Logga in Aktivera Klart

Följande uppgifter kommer att kopplas till ditt VårdID:


HSAID: SE165567766992-1076
Förnamn: Åke
Efternamn: Andersson
Certifikatsnummer: E85C14E683CCD30D3525DBD741E11F17

Aktiveringskod:

Aktivera >

Om koden du fyllt i godkänts återgår du till VårdID-appen och fortsätter där.

VårdID via SITHS



Steg 1 Steg 2 Steg 3

Logga in Aktivera Klart

Nästan klart!

Tryck på fortsätt i VårdID appen.

Du kan stänga detta fönstret.

Tryck på "Nästa" för att komma vidare.



VårdID via SITHS

Steg 1 Steg 2 Steg 3

●————●————○


Logga in på dator Aktivera Klart

Koppla SITHS till VårdID

Du har nu kopplat ditt VårdID.

[Nästa >](#)


Din SITHS-identitet finns nu i VårdID-appen.




The screenshot shows the top portion of a mobile application interface. At the very top is a dark blue status bar with icons for camera, mail, and social media, along with system icons for alarm, Wi-Fi, signal strength, 42% battery, and the time 09:03. Below this is a blue header bar with a fingerprint icon and the text "Välj profil". Underneath is a light grey bar with the text "VårdID via SITHS". The main content area features a large, bold, dark grey number "SE165567766992-1076". Below the number, the word "active" is written in green on the left, and the date "2018-06-16" is on the right. A thin horizontal line separates this card from the rest of the page.




Tryck på profilen för mer detaljerad information.




42% 09:03




Profildetaljer







Profilnamn: SE165567766992-1076




Utfärdare: VårdID via SITHS




Profilstatus: active




Utfärdad: 2017-06-16




Giltig till: 2018-06-16




serialNumber SE165567766992-1076



lastname Andersson



firstname Åke



clientCertificateSerial E85C14E683CCD30D35
25DBD741E11F17